

FICHA TÉCNICA

Limarí Dental SpA · Insumos Médicos y Dentales · Compra Ágil 3901-169-COT26 — I. Municipalidad de Bulnes

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

N° Ítem	1
Producto solicitado	Turbina Midwest (alta velocidad) — 15 unidad
Producto ofertado	Turbina Skydent X-Series push-button, conexión Midwest M4, triple spray
Marca / Modelo	Skydent – X-Series (equivalente)
Presentación	unidad

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (EETT)

Especificación	Con una potencia de 30W en la cabeza estándar y 27W en la mini, y velocidades que alcanzan las 410,000 RPM en la estándar y 450,000 RPM, incluye una válvula anti retorno integrada y un sistema de cabezal limpio para evitar la contaminación cruzada y prolongar la vida de los rodamientos. Los rodamientos de cerámica y el Rotor ISB contribuyen a un menor ruido y vibración, nivel de ruido de solo 62 dB.
Descripción	Turbina de alta velocidad Skydent X-Series, conexión Midwest 4 vías (M4), cabeza estándar, sistema push-button para cambio rápido de fresa, triple spray de refrigeración, cuerpo de acero inoxidable, peso 100 g, autoclavable. Producto EQUIVALENTE: el fabricante no publica potencia (W), rpm ni nivel de ruido; verificar contra EETT (30 W, 410.000 rpm, válvula antirretorno, cabezal limpio, 62 dB) antes de ofertar.

IMAGEN DEL PRODUCTO



Ficha técnica referencial elaborada por Limarí Dental SpA para fines de cotización / Compra Ágil. El producto final ofertado podrá ser equivalente, cumpliendo en todo caso la especificación técnica (EETT) exigida por el organismo comprador.